

Vue d'ensemble des aides auditives Oticon

Invisible dans le canal	Dans le canal		Dans l'oreille	Écouteur dans l'oreille			Contour d'oreille			
IIC	CIC	ITC	ITE	miniRITE	miniRITE T	miniRITE R	BTE	Plus Power	BTE 13SP	BTE 13UP
Invisible dans le canal	Complètement dans le canal	Dans le canal	Dans l'oreille	Écouteur dans l'oreille	Écouteur dans l'oreille	Écouteur dans l'oreille	Contour d'oreille	Contour d'oreille puissant	Contour d'oreille super puissant	Contour d'oreille ultra puissant
										
			 Conque (en photo ci-dessus)  Demi-conque				 Compatible avec tubes fins et aux adaptations avec coudes. Uniquement disponible pour Ruby et Siya.	 Compatible avec tubes fins et aux adaptations avec coudes.		
Invisible dans le canal	Complètement dans le canal	Dans le canal	Dans l'oreille	Mini écouteur dans l'oreille	Mini écouteur dans l'oreille	Mini écouteur dans l'oreille	Contour d'oreille	Contour d'oreille Plus Power	BTE 13SP	BTE 13UP
Convient aux utilisateurs débutants ainsi que les utilisateurs expérimentés et s'adressent aux personnes présentant une perte auditive légère à sévère, qui recherchent une solution auditive discrète. Ce style repose profondément dans le canal auditif, et donc n'est pas du tout visible.	Adapté aux utilisateurs ayant une perte auditive légère à sévère. Ce petit style intra-auriculaire repose profondément dans le canal auditif.	Adapté aux utilisateurs ayant une perte auditive légère à profonde. Ce style repose dans le canal auditif.	Adapté aux utilisateurs ayant une perte auditive légère à profonde. Le style conque occupe l'oreille externe complète tandis que le style demi-conque occupe la moitié de l'oreille externe.	Adapté aux utilisateurs ayant une perte auditive légère à profonde. Un style petit et attrayant qui repose discrètement derrière l'oreille dont la transmission du son se fait par un fil fin.	Adapté aux utilisateurs ayant une perte auditive légère à profonde. Le miniRITE T est un style discret, basé sur le populaire miniRITE, et comporte à la fois une bobine d'induction et un double bouton-poussoir pour un contrôle facile du volume et des programmes.	Adapté aux utilisateurs ayant une perte auditive légère à profonde. Il s'agit d'un style discret, alimenté par des piles rechargeables au lithium-ion. Le miniRITE R comporte une bobine d'induction et un double bouton-poussoir pratique.	Adapté aux utilisateurs ayant une perte auditive légère à profonde. Compatible avec tubes fins et adaptations avec coudes, ce style repose derrière l'oreille et transmet le son à l'oreille via un tube.	Adapté aux utilisateurs ayant une perte auditive sévère à profonde. Compatible avec tube minces et avec coudes, ce style repose derrière l'oreille et offre plus de puissance que le BTE dans un boîtier discret.	Adapté aux utilisateurs ayant une perte auditive sévère à profonde. Aide auditive super puissante avec pile de type 13. Ce style a des boutons-poussoirs dédiés pour les programmes et pour le volume pour un contrôle facile. Ce style est muni d'une bobine d'induction, un voyant LED en option, et est compatible avec les systèmes FM.	Adapté aux utilisateurs ayant une perte auditive sévère à profonde. Aide auditive ultra puissante avec pile de type 675. Ce style a des boutons-poussoirs dédiés pour les programmes et pour le volume pour un contrôle facile. Ce style est muni d'une bobine d'induction, un voyant LED en option, et est compatible avec les systèmes FM.

705-360-6680

L'hôpital de Timmins et du district
700 avenue Ross est, Timmins, ON P4N 8P2

ethierhearingclinic.com

